



CATÁLOGO

**SIMULADOR DE ENTR. ENFERMERIA
FEMENINO TM-401B**



www.tech-model.com

SIMULADOR DE ENTR. ENFERMERÍA FEMENINO TM-401B

I. DESCRIPCIÓN DE LA MUÑECA DE ENTRENAMIENTO DE ENFERMERÍA

1. Descripción general de la muñeca y sus usos
2. Montaje
 - 2a. Extracción de los órganos internos y el Insert genital
 - 2b. Montaje
 - 2c. Montaje de la cabeza
 - 2d. Montaje de los Anns
 - 2e. Apego de los muslos
 - 2f. Montaje de las piernas inferiores
 - 2g. Instalación de los órganos en las cavidades torácica y abdominal
 - 2h. Instalación del inserto genital
 - 2i. Instalación del Interna! Órganos
 - 2j. Instalación de la cubierta abdominal
3. Mantenimiento

II. USOS DEL MODELO DE TRANSFERENCIA

A. Cuidado básico del paciente

- 1). Levantar, transportar y mover al paciente
- 2). Cuidado de la cama del paciente
- 3). Mover al paciente
- 4). Bañar al paciente (cuidado genital)
- 5). Cuidado y limpieza de la boca
- 6). Cuidado y limpieza de la nariz

B. Atención médica

1. Técnicas preventivas

- 1a. Prevención de escaras (decúbito)
- 1b. Prevención de calambres musculares
- 1c. Prevención de la neumonía
- 1d. Prevención de Colts de sangre (Trombosis)
- 1e. Prevención de Thrush y Parotitis

2. Fisioterapia

- 2a. Terapia de inhalación
- 2b. Inhalación de oxígeno

3. Reanimación

- 3a. Boca a nariz
- 3b. Boca a boca
- 3c. Otros metodos

4. Vendas

5. Irrigaciones y Lavages

- 5a. Lavado Gástrico (Estómago)
- 5b. Intestinal Irrigation
- 5c. Irrigación de la vejiga
- 5d. Irrigación de la Vagina

6. Enemas

7. Cateterizaciones

- 7a. Cateterismo de Hombres
- 7b. Cateterismo de Mujeres

8. inyecciones e infusiones

- 8a. Hipodermic Injections
- 8b. Inyecciones intramusculares
- 8c. Infusiones hipodérmicas

I DESCRIPCIÓN DE LA MUÑECA DE ENTRENAMIENTO EN ENFERMERÍA

I. Descripción general de la muñeca y sus usos

La Nurse Training Doll se ha desarrollado como un modelo de enseñanza, especialmente para la formación de enfermeras. Existe una amplia gama de ejercicios posibles que incluyen situaciones de primeros auxilios y de emergencia, y prácticas de enfermería estándar. El maniquí está construido para simular lo más posible las posiciones y movimientos normales del cuerpo humano.

El maniquí está hecho de plástico de PVC y uniones metálicas no resistentes, cuidadosamente seleccionadas y altamente resistentes, utilizadas tanto para las uniones como para los eslabones móviles en el tronco y entre el tronco y la cabeza. Esto permite que el maniquí se limpie fácilmente y sea altamente resistente a cualquier daño.

El modelo está construido para hacer que los movimientos se ajusten muy de cerca a los del paciente humano. La muñeca se sentará en una cama sin soportes especiales. Todos los miembros se pueden mover de manera que se ajusten a los movimientos normales del ser humano. La cabeza y la mandíbula también se mueven naturalmente. Debido a la cuidadosa selección de material de PVC para la fabricación de la muñeca, es casi imposible dañarlo incluso con el tratamiento más adverso.

Las manos y los pies de la muñeca están hechos de plástico blando con los dedos separados para que las técnicas de limpieza se puedan practicar de forma natural. El cuero cabelludo también es de plástico blando, pero cubre un plástico más duro para simular la condición natural.

La muñeca tiene los órganos usuales de manera que, además de los procedimientos básicos de cuidado, se puede practicar una amplia gama de procedimientos de tratamiento adicionales.

La muñeca mide alrededor de 170 cm y pesa alrededor de 12 kg.

El tronco de la muñeca está hecho en dos partes que pueden separarse: una parte superior que contiene el corazón, los pulmones y el estómago, una parte inferior contiene los órganos sexuales externos, los órganos del abdomen y la pelvis, incluida la intestina, la vejiga y los órganos internosex

Las partes del tronco están unidas en la cintura por una unión móvil que no debe aflojarse a menos que deba reemplazarse una parte del tronco.

Las extremidades superiores e inferiores emparejadas están unidas al tronco por uniones de fácil manejo y pueden separarse fácilmente. El brazo y el antebrazo y el muslo y el legado inferior están conectados por articulaciones similares.

La cabeza se fija al tronco de una manera similar. Tanto la mandíbula inferior como la superior proporcionan dentaduras parciales que se pueden quitar y reemplazar.

Cada muñeca tiene un inserto genital masculino y femenino intercambiable.

La muñeca tiene almohadillas de infección en los brazos, los muslos y en las nalgas.

El recto, parte del intestino, la uretra y la vejiga, el esófago y el stornach están unidos por uniones especialmente diseñadas que se liberan cuando se giran en el sentido de las agujas del reloj. Estos sindicatos son muy seguros y se organizan fácilmente. Los órganos internos tienen las siguientes capacidades:

Intestino alrededor de 600 ml, Vejiga sobre 120 ml, Estómago sobre 180 ml, Pulmón sobre 900 ml.

2. Montaje

Para el transporte, la Nurse Training Doll se desmonta y se empaqueta en un corrugado fuerte.

caja. La muñeca se ensambla fácilmente si las instrucciones a continuación se siguen cuidadosamente. No se necesitan herramientas.

Ali partes de la muñeca deben ser desempaquetados.

La inserción femenina está en su lugar en la muñeca. ¡El baúl de dos piezas de la muñeca contiene el interno!

órganos. Estos deben eliminarse primero para simplificar la fijación de las extremidades.

2a. Eliminación de los InnerOrgans y el Insert genital

Coloque el tronco sobre su espalda. Quítate la tapa del cofre y luego quita el corazón, el estómago y \ ungs. Retire la cubierta abdominal exponiendo la vejiga, parte de los intestinos y la interna. órganos genitales. La vejiga está conectada a la uretra por una unión que se puede aflojar al girar hacia la izquierda. Luego, haga a un lado el útero y los ovarios y desate la unión que conecta el intestino inferior y el recto girando en sentido antihorario.

Después de quitar esta parte del intestino, se deben liberar los sujetadores de la inserción genital femenina. Empuje a un lado la vagina y el recto para exponer una banda elástica que se estira sobre la cabeza del tornillo en 2i. el medio del hueso sacro. Esta unión se realiza retirando la correa de la cabeza del tornillo. Un suap más corto conecta el inserto genital al hueso púbico y parte del tronco. Después de soltar la segunda correa, se puede quitar la inserción genital. La uretra, la vagina, el útero, los ovarios y el recto también se pueden eliminar.

2b. Montaje

Todos los pernos y tuercas están en su lugar en el modelo. A medida que el mocel se ensambla, los pernos deben quitarse y luego reemplazarse como ensamblaje si se completan para evitar cualquier error.

2c. Montaje de la cabeza

El perno en el cuello del cuerpo debe ser removido para montar la cabeza. Mientras haces rhis tenga cuidado de que el esófago y el trachea sean guiados hacia el tronco a través del canal apropiado. La piel del cuello debe pasar sobre el cuello portiano en el tronco. La cabeza debe ser empujada hacia adentro lugar.

2d. Montaje de los brazos

Retire la tuerca y la arandela de los pernos en cada brazo. Empuje los pernos a través de los agujeros en los enchufes de articulación; ponga las arandelas en su lugar, luego póngase y apriete las tuercas.

2e. Apego de los muslos

Coloque el muslo izquierdo y derecho en su posición y luego quite la tuerca y la arandela de los pernos de cada rótula. Luego, mueva cada muslo a su posición para que el perno atraviere el orificio del casquillo. Coloque las arandelas en su lugar y apriete las tuercas de los pernos.

2f. Montaje de las piernas inferiores

Quite los pernos de las articulaciones de la rodilla después de quitar las arandelas y las tuercas. Coloque los Jegs en posición para que los agujeros de la articulación de la rodilla coincidan. Empuje el perno a través de los agujeros, coloque las arandelas en su lugar y apriete las tuercas.

2g. Instalación de los órganos en las cavidades torácica y abdominal

Los pulmones se insertan primero. Agarre la tráquea y el esófago que sobresalen en la cavidad torácica con una mano y levántelos. Con la otra mano empuja el pulmón comprimido hacia el tórax para que el esófago y la tráquea estén arriba de los pulmones. Luego rocíe el bronquio principal (un tubo de plástico transparente) con un Lubricant y empújelo hacia la abertura en el pulmón hasta que toda la longitud del rubector transparente esté dentro del pulmón. A continuación, coloque el estómago en su posición correcta y con el perno provisto, ajústelo de manera segura al esófago. Inserte el corazón y finalmente coloque la cubierta suave del pecho en su lugar.

2h. Instalación del insecto genital

Cada uno de los insertos genitales está provisto de una correa corta arriba y una más larga debajo con la cual la inserción puede sujetarse en su lugar.

Coloque el inserto genital en la abertura de la pelvis y empújelo en su lugar. Mueva la correa más corta a través de la ranura en el pubis hasta que la parte superior de los órganos genitales se ajuste adecuadamente. Sujete la correa a la cabeza del tornillo por encima de la ranura dentro de la cavidad del cuerpo. Luego empuje la parte inferior de la inserción genital desde el exterior hacia la abertura hasta que encaje en su lugar. Finalmente, tire de la correa más larga dentro del modelo y apriételo a la cabeza del tornillo en el medio de la sacra! hueso en la cavidad abdominal.

2i. Instalación de los órganos internos

Coloque el intestino delgado en su lugar insertando su perno en el recto (fijado al inserto genital). Coloque el perno en su lugar y apriételo. Inserte la vejiga atornillándola a la uretra.

2j. Instalación de la cubierta abdominal

La cubierta abdominal ahora puede ponerse en su lugar. La muñeca de lactancia está ahora lista para usar.

3. Mantenimiento

La Nurse Training Doll está diseñada para facilitar los procedimientos de limpieza y mantenimiento. La limpieza y el cuidado regulares prolongarán la vida útil de la muñeca.

Alí parte de la muñeca está hecha de plástico, por lo que todas las superficies se pueden limpiar con agua y, si es necesario, con una solución de jabón suave. Después de usar jabón, el modelo debe enjuagarse bien con agua limpia. Siempre tenga cuidado de que todas las piezas se sequen y se sequen en el aire. Luego, la muñeca puede volver a montarse.

A medida que la muñeca se vuelve a ensamblar, se sugiere que todas las articulaciones y áreas donde las superficies plásticas

frote uno contra el otro, rocíe con un spray lubricante. Se sugiere una pulverización moderada con el mismo rociador para mantener las superficies internas de la nariz y la garganta.

Trate las válvulas incorporadas con vaselina a intervalos regulares. Cuando se saca la vejiga, se puede ver una válvula hecha de caucho; esto debe estar impregnado con vaselina. Las válvulas en el ano y el recto también deben estar impregnadas con vaselina en forma pericárdica.

Ocasionalmente, se pueden eliminar con alcohol los trozos de yeso en la superficie del modelo con fines de limpieza.

Las marcas en la muñeca deben hacerse con un lápiz. Las tintas de los bolígrafos no pueden eliminarse.

Solo se debe usar agua para los ejercicios con la muñeca. Otros líquidos pueden dañar el plástico. Evite la aplicación de cualquier otro material.

Después de cada ejercicio, se deben eliminar todos los restos de líquidos. Para el drenaje, las aberturas han sido provisto en la cabeza (lado inferior), los pulmones, los intestinos y la vejiga para que estos órganos puedan drenarse por completo. El estómago puede erptarse a través de la abertura relativamente grande en el extremo esofágico.

Usando el rocío lubricante en los pernos en las articulaciones de vez en cuando proporciona una lubricación adecuada. Se encontrarán procedimientos especiales para el mantenimiento de partes específicas de la muñeca con el ceremonias.

II. USOS DE LA MUÑECA DE ENTRENAMIENTO

Se presentan los ejercicios de mayor posibles con la muñeca de entrenamiento de enfermería.

A. Cuidado del paciente basal

Para el paciente gravemente enfermo o indefenso, la enfermera debe realizar un cuidado diario del cuerpo. El muñeco de lactancia puede usarse para practicar procedimientos para un cuidado corporal rápido y completo. Además, se pueden practicar procedimientos que faciliten a la enfermera levantar, cargar y acostar al paciente.

1. Levantar, transportar y mover al paciente

Para evitar la tensión física al mover pacientes, las enfermeras deben aprender las técnicas adecuadas de manejo del paciente. Tales técnicas pueden practicarse con la muñeca de entrenamiento.

Se pueden practicar los procedimientos de Ali para mover a un paciente y sacarlo de la cama. Además, se pueden aprender los procedimientos para llevar a un paciente y cambiarlo a diferentes posiciones. Ayudar al paciente a levantarse de una silla o sentarse en la cama se puede practicar ya que la muñeca se mantendrá en posición sentada sin ningún tipo de apoyo.

También es posible demostrar algunas técnicas específicas para ayudar al paciente a acostarse.

El manejo de los brazos o piernas lesionados requiere técnicas especiales para la comodidad del paciente y para evitar lesiones en la extremidad. Tal cuidado puede ser demostrado y practicado.

2. Cuidado de la cama del paciente

Todas las técnicas que involucran ayudar al paciente a acostarse, ayudarlo a cambiar de posición y ayudar al paciente a vestirse y desvestirse se pueden practicar con la muñeca de entrenamiento.

3. Mover al paciente

Las técnicas de Ali para mover al paciente se pueden demostrar con la muñeca de entrenamiento.

4. Bañar al paciente (cuidado genital de hombres y mujeres)

Se puede practicar Ali de los procedimientos para bañar al paciente acostado. El hombre intercambiable

y las inserciones genitales femeninas hacen posible la práctica de la atención genital tanto en hombres como en mujeres.

5. Cuidado y limpieza de la boca

Se puede demostrar la limpieza de la boca y los dientes. También es posible demostrar el cuidado de

dentaduras ya que la muñeca tiene dentaduras superiores e inferiores parciales removibles.

6. Cuidado y limpieza de la nariz

Una conexión entre la faringe y la cavidad nasal con las aberturas nasales permite seguir de cerca los procedimientos normales de limpieza.

Mantenimiento general

Después de cada uno de los procedimientos anteriores (especialmente cuando se usa agua), la muñeca debe limpiarse con una solución de jabón suave y luego enjuagarse con agua limpia. Todas las partes se deben secar con un paño y dejar secar al aire. Las partes de la muñeca que se usaron deben desarmarse completamente para asegurar que todas las piezas estén secas. Antes de volver a ensamblar, todas las partes que puedan frotarse deben rociarse con un aerosol lubricante.

B. Atención médica

I. Técnicas preventivas

La práctica con la muñeca de capacitación de la enfermera preparará al estudiante de enfermería a fondo para llevar a cabo una amplia gama de técnicas preventivas.

1a. Prevención de escaras (decúbito)

Con los pacientes encamados, el peso del cuerpo sobre los tejidos de la espalda y las piernas puede eventualmente llevar a la producción de úlceras en la piel (decúbito). Las medidas tomadas para prevenir el decúbito se pueden demostrar con la muñeca de lactancia. Se puede demostrar moviendo al paciente a varias posiciones diferentes (decúbito prono, supino, lateral, etc.). También se pueden mostrar los mejores métodos para mover y dar la vuelta al paciente.

Se pueden demostrar los ejercicios de cuidado de la piel, como limpiar la piel y masajear al paciente. Tenga en cuenta que solo debe usarse agua limpia (evite el alcohol u otros líquidos). Solo se debe usar polvo de talco (evite el uso de cualquier tipo de polvo medicinal).

1b. Prevención de calambres musculares

Se pueden demostrar diversas medidas preventivas. Las articulaciones de la cadera y la rodilla se pueden extender 180 grados: esto se puede alterar con la flexión sobre la rodilla. En la posición supina, la articulación del hombro se puede mover en abducción de 30 a 90 grados. También es posible mostrar flexión y 90 grados de flexión de la articulación del codo.

Para tratar un espasmo en las piernas, (interna y externa) rotación del pie se puede demostrar. Además, se puede mostrar el tratamiento para una contracción severa del pie.

1c. Prevención de la neumonía

La neumonía es una complicación peligrosa que puede prevenirse. Como ya se mencionó, se puede demostrar con la muñeca de entrenamiento cómo se da vuelta al paciente y se lo aplica. Solo agua limpia (sin alcohol o fluidos similares) debe usarse para un masaje.

1d. Prevención de coágulos de sangre (trombosis)

Las piernas son especialmente susceptibles a los coágulos de sangre. Uno puede practicar ponerse medias antitrombosis o envolver las piernas con vendas elásticas en la muñeca de entrenamiento.

1e. Prevención de Tordo y Parotidís

Las técnicas más importantes para el cuidado de la boca se pueden hacer con la muñeca de entrenamiento de enfermería. En todos estos procedimientos, solo se debe usar agua, nunca medicamentos.

La muñeca de entrenamiento tiene dentaduras removibles en both las mandíbulas superior e inferior para que se pueda demostrar el cuidado apropiado de tales prótesis.

2. Fisioterapia

Al demostrar las técnicas de la terapia de calor, la muñeca no debe exponerse a temperaturas superiores a 25 oC. Sin embargo, no existen límites para las aplicaciones de frío en seco.

Mantenimiento

Después de usar agua para cualquiera de los ejercicios anteriores, la muñeca debe limpiarse y secarse por completo.

2a. Terapia de Inhalación

La terapia de inhalación y el uso de varios instrumentos como aerosoles, vaporizadores y humidificadores pueden ser demostrados. El correcto posicionamiento del paciente, la correcta instalación de los instrumentos y la correcta aplicación de mascarillas y boquillas se pueden demostrar con el modelo de entrenamiento. El uso de los diversos instrumentos se debe demostrar sin encenderlos.

2b. Inhalación de oxígeno

¡La muñeca de entrenamiento se puede usar para mostrar los severa! métodos de administración de oxígeno. Por ejemplo, uno puede aprender técnicas del uso de una máscara de oxígeno, un catéter nasal, un alquiler de oxígeno o una cámara.

3. Reanimación

¡La muñeca de entrenamiento proporciona un excelente medio para practicar mucho! técnicas de reanimación.

3a. Boca a nariz

La preparación del paciente para la reanimación boca a nariz se puede practicar en la muñeca (colocando al paciente, limpiando los pasajes de aire y retirando la prótesis dental). La técnica de resucitación boca a nariz se puede mostrar con la muñeca, incluso mostrando la expansión de los pulmones si la técnica se ejecuta correctamente.

Para este ejercicio, el estómago debe estar conectado al esófago y la abertura de drenaje del pulmón debe estar cerrada. Después de practicar las técnicas de reanimación, el modelo debe limpiarse con un desinfectante para la piel.

3b. Boca a boca

Para la respiración boca a boca, las técnicas son las mismas que las anteriores. También se puede demostrar la inserción de un tubo para la respiración.

3c. Otros métodos

El cuidado de una traqueostomía también puede ser demostrado. Ir también es posible para demostrar la colocación de un catéter traqueal, así como la evacuación por succión de la tráquea.

Antes de comenzar estos ejercicios, todas las sondas, los catéteres y las cánulas se deben rociar ligeramente con un aerosol lubricante.

4. Vendas

La muñeca se puede usar para enseñar una amplia gama de técnicas de vendaje en todas las partes del cuerpo. La muñeca está equipada con una inserción de muñón de amputación para el muslo derecho que se utilizará para enseñar técnicas de vendaje para el arnputee. Sustancias como yeso o pegamento de zinc no deben usarse con el modelo. Los restos de yeso pueden eliminarse fácilmente con alcohol para fines de limpieza.

5. Irrigación y Lavado

Los ejercicios con la muñeca para mostrar el riego de la temperatura corporal (con o sin medicamentos) se deben llevar a cabo utilizando solo agua.

5a. Lavado Gástrico (Estómago)

Para practicar un lavado gástrico, use un tubo de plástico desechable para el estómago. En la inserción de Befare, el tubo debe pulverizarse con un rociador lubricante para proporcionar una lubricación adecuada. La garganta y la boca de la muñeca también se pueden rociar según sea necesario.

La muñeca de entrenamiento puede usarse para mostrar los diversos métodos de administración de oxígeno. Por ejemplo, uno puede aprender técnicas del uso de un oxígeno, un catéter nasal, una carpa de oxígeno o una cámara.

5b. Irrigación intestinal

Para este ejercicio uno debe usar un tubo de plástico desechable. Antes de insertar el tubo intestinal se debe lubricar con vaselina para que pase fácilmente a través de las válvulas de plástico del recto.

Coloque la muñeca en un costado y use suficiente líquido para llenar el intestino (la capacidad es de aproximadamente 600 ml). Con la cantidad adecuada de líquido, el tubo intestinal se puede extraer y reemplazar sin perder el líquido.

¡Cuando sale líquido del ano y no se ha insertado el tubo intestinal, se abre para filtrar el velo blando en el recto! la válvula con la inyección de vaselina (aprox.2 ml). El volumen total de la válvula rectal es de 5 ml.

5c. Irrigación de la vejiga

Para el riego de la vejiga, se debe usar un catéter de plástico desechable. Antes de la inserción, el catéter se debe rociar ligeramente con un spray lubricante para garantizar una buena lubricación y facilitar el paso del catéter a través de la válvula de plástico en la entrada de la vejiga. La vejiga tiene una capacidad de aproximadamente 120 ml.

Para estos ejercicios, la abertura de llenado de la vejiga debe estar cerrada. Tenga en cuenta que los catéteres blandos de goma no son apropiados para estos ejercicios ya que son demasiado flexibles y no pasan fácilmente a través de la válvula de plástico de la vejiga.

Las lubricaciones y los anestésicos médicos no deben usarse con el modelo porque secan el plástico y eventualmente afectarán el funcionamiento de la muñeca.

Al hacer este ejercicio, se pueden usar insertos masculinos o femeninos. La válvula en la vejiga, que está justo dentro del punto de unión, debe tratarse tanto antes como después de cada ejercicio con el rociador lubricante o con vaselina.

5d. Irrtgatien de la Vagina

Un tubo de plástico (de unos 15 cm de largo) sujeto al inserto genital femenino representa la vagina de la muñeca. Se conecta al útero en su extremo interno. La vagina no tiene válvulas, por lo que es posible que se derrame un poco de líquido en las trompas de Falopio.

El agua restante en la vagina debe eliminarse a través del tapón de rosca del inserto genital después de cada ejercicio.

Mantenimiento

Después de estos ejercicios, limpie y seque la muñeca y todas sus partes antes de volver a armarla. Elimine todas las trazas de líquido de los órganos utilizados.

La abertura utilizada para llenar la vejiga y el intestino se puede usar para el drenaje. Los últimos restos de líquido se pueden eliminar de los órganos sacudiéndolos.

6. Enemas

Los enemas se pueden realizar en el dol1 de entrenamiento. Una válvula de plástico representa el esfínter anal en la muñeca. Esta válvula evita la fuga de líquido cuando se inserta el tubo intestinal o después de su extracción del ano. El intestino está unido al extremo interno de la rectificación (capacidad 600 ml). Utilizar

1200 ml de agua para todos los ejercicios. Esto se recomienda para que no haya retroceso de líquido cuando la muñeca está sobre la bola.

Los tubos intestinales sintéticos desechables que deben engrasarse con vaselina antes del llenado deben usarse para Enemas.

Después del ejercicio, destornille el intestino del recto y libere el líquido restante. Cuando todas las partes se completan secas, pueden ser reemplazadas en la muñeca. Se pueden demostrar muchos tipos de irrigaciones intestinales con la muñeca de entrenamiento de enfermería.

La administración de enemas de retención es posible. Solo agua (sin medicamentos añadidos)

debe usarse en el ejercicio.

7. Cateterismo

La muñeca de entrenamiento de enfermería tiene insertos genitales masculinos y femeninos intercambiables. La cateterización uretral puede practicarse para ambos sexos.

Antes de comenzar la demostración, se puede poner agua en la vejiga con una jeringa a través del abertura de llenado (capacidad de aproximadamente 120 ml).

Para el cateterismo, la abertura de llenado no debe cerrarse. Cuando el catéter se coloca correctamente en la muñeca y el líquido no fluye fuera de la vejiga, se puede iniciar el flujo con una ligera presión sobre la vejiga. Para hacer esto, clasifique la abertura de llenado con el dedo y presione sobre la vejiga. Mover la muñeca a la posición de sentado también puede iniciar el flujo de agua.

7a. Cateterismo de hombres

La cateterización del macho se puede practicar después de que los órganos masculinos hayan sido pulidos.

7b. Cateterismo de mujeres

La cateterización de la hembra se puede practicar después de que se haya instalado la inserción genital femenina.

Mantenimiento

Después de estos ejercicios, limpie y seque los injertos genitales y la vejiga completamente para reemplazar ellos en la muñeca.

8. Inyecciones e Infusiones

La muñeca de entrenamiento de la enfermera está diseñada para que se puedan practicar tanto las inyecciones como las infusiones. Las compresas para las inyecciones en los muslos, la parte superior de los brazos y las nalgas brindan sitios para estos ejercicios. Solo se debe usar agua o agua destilada.

8a. Inyecciones hipodérmicas

La técnica para la inyección hipodérmica se puede practicar en las almohadillas de inyección insertadas en la parte superior de los brazos y los muslos. El cuidado apropiado del sitio de inyección se puede demostrar en la muñeca.

8b. Inyecciones intramusculares

La técnica para inyecciones intramusculares se puede practicar usando las dos almohadillas provistas en el nalgas.

8c. Infusiones hipodérmicas

La técnica de infusiones hipodérmicas se puede mostrar. Asegúrese de que no se exceda la capacidad de las almohadillas de inyección. (El líquido puede ser expulsado de las almohadillas de vez en cuando).

Mantenimiento

Las almohadillas de inyección consisten en una funda de plástico que cubre una almohadilla absorbente. Las almohadillas se pueden quitar para limpiarlas o para extraer fluidos inyectados. Las almohadillas absorbentes se eliminan a través de una ranura en la superficie inferior de la funda de plástico. (La forma del inserto de gomaespuma indica su posición correcta en la cubierta de plástico).

Después de estos ejercicios, todas las almohadillas de inyección deben limpiarse completamente. Retire las almohadillas de la cubierta de plástico y séquelas por separado. Si se vuelven a insertar en las cubiertas, se puede usar un poquito de talco para la lubricación.

Dado que los procedimientos de inyección eventualmente desgastarán las almohadillas, deberían reemplazarse. Tal almohadillas reemplazables están disponibles.

