



CATÁLOGO

**SIMULADOR DE RESUCITACIÓN
CARDIOPULMONAR FEMENINO TM-404B**



www.tech-model.com

SIMULADOR DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR FEMENINO TM-404B

Estos modelos son simples modelos de entrenamiento de RCP para adultos, ligeros y económicos. Sirven como ayudas de entrenamiento ideales para enseñar y entrenar habilidades de RCP en hospitales, facultades de medicina y escuelas.

FUNCIÓN:

1. Presione sobre el cofre
2. Respiración boca a boca.

INSTRUCCIÓN DE USO:

1. Apertura de la vía aérea

Coloque el maniquí de reanimación cardiopulmonar en posición supina, el operador debe usar dos dedos derechos para pellizcar la nariz y colocar la mano izquierda detrás del cuello trasero o levantar la mandíbula hasta 70-90 grados, la vía aérea se está abriendo.

2. Precisa respiración boca a boca

La capacidad de golpe correcta es entre 800-1200ml.

3. Prensa precisa en el cofre

Primero encuentra el lugar correcto del cofre, luego, cruza las dos manos y deja que los dos brazos queden verticales al maniquí, luego haz la operación de presión. La profundidad correcta de la prensa es de 4-5 cm.

MANTENIMIENTO:

1. Cuando realice respiración boca a boca, se debe usar gasa desinfectada para cada persona para prevenir la infección cruzada.
2. Después de cada operación, las partes del maniquí de CPR (cara, boca, nariz, cofre, tubo de respiración y válvula de aire, etc.) deben limpiarse con detergente y desinfectarse con un 70% de alcohol para el próximo uso.
3. Cuando reemplace la bolsa pulmonar nueva, afloje primero el tornillo, retire la bolsa pulmonar vieja, reemplace la nueva, luego apriete las tuercas.