



CATÁLOGO

SIMULADOR DE MATERNIDAD TM-412



www.tech-model.com

SIMULADOR DE MATERNIDAD TM-412

CARACTERÍSTICA:

El modelo está hecho de material termoplástico elastómero termoplástico avanzado. Su apariencia y tacto son muy similares a las de las mujeres embarazadas, con una operación vívida y real, una estructura razonable, características duraderas, etc., que pueden hacer sentir a los operadores sentir en una experiencia clínica real. La auscultación de los sonidos del corazón del feto está controlada por chips de computadora. El modelo es la herramienta más ideal para la práctica clínica de obstetricia y ginecología.

USOS:

1: El modelo podría ser utilizado para la atención prenatal entrenamiento de la etapa de cuatro pasos. Para obtener el verdadero sentido del cuerpo humano, el aire se llena en el cuerpo uterino para regular el tamaño del útero mediante un globo de compresión externo. Coloque la almohadilla de espuma en la cavidad y conecte la sínfisis del pubis con la parte posterior de la cavidad. Si se eleva el cuello uterino (cabeza del feto), el útero no entrará en la cavidad. Toma el pad, si el cuello uterino entra en la cavidad, muestra cómo el útero (cabeza del feto) ha entrado en la cavidad.

2: La auscultación de los sonidos del corazón del feto está controlada por chips de computadora. Podíamos oír los sonidos del feto real con un par de manos o un estetoscopio de madera y podíamos hacer el entrenamiento (el control del volumen cambia de lugar en el sitio mediano). El sonido del feto también se puede escuchar por el altavoz en el panel del modelo (el control de volumen se une en el sitio alto o bajo).

3: El modelo del panel de modelo puede ajustar el volumen de los sonidos. Cuando el interruptor se coloca en el sitio mediano, no hay ningún sonido del parlante y los sonidos reales del feto pueden escucharse por medio de un estetoscopio. El regulador de corazón puede cambiar la velocidad del corazón (80,120,180).

4: Las mediciones externas de la pelvis.

5: Cuidado de los senos

MANTENIMIENTO:

- 1: Limpie el modelo después de terminar el entrenamiento.
- 2: mantener el modelo limpio y esconderse del brillo y la humedad

LISTA DE EMPAQUE

N°	Nombre del elemento	Unid.	Cant.	Observ.
1	Modelo de maternidad	PC	1	
2	Adaptador de CC	PC	1	
3	Talco en polvo	Botella	1	
4	Almohadilla de espuma	PC	1	
5	Especificación	PC	1	

