



CATÁLOGO

MODELO DE CPR INFANTE TM-416



www.tech-model.com

MODELO DE CPR INFANTE TM-416

CARACTERÍSTICAS:

1. Compresión externa de la mama y respiración artificial: indicador luminoso y dispositivo de visualización digital.
2. Métodos de operación: operación de ejercicio.
3. Examen de la respuesta carotídea: pellizque la bola de presión con la mano y simule el pulso carotídeo.
4. Condición de trabajo: 6 V de potencia de salida, transformador a varios potencia externa o corriente continua de baterías.

INSTRUCCIONES

1) Saque el maniquí de reanimación cardiopulmonar infantil, la pantalla y el manostato del paquete, coloque el maniquí en decúbito supino, vincule el cable blanco entre la pantalla y el manómetro, conecte el cable gris entre el brazo derecho y la cintura derecha del bebé Maniquí de CPR. Luego, conecte el cable negro entre el manostato y la potencia de 220V. O usa 4pcs NO. 5 Batería en lugar de fuente de alimentación externa. Los maniquíes de CPR están listos para usar ahora.

2) Use una inclinación de la cabeza del mentón. No toques la cabeza demasiado hacia atrás.



3) Coloque dos dedos en el centro del chequeo cruzando la línea del pezón.



4) Comprimir a una profundidad de 13-20 mm, utilizando solo dos dedos, 5 veces.

5) respiración boca a boca

NOTAS: vía aérea

Al igual que los adultos, no es necesario inclinar la cabeza del bebé hacia atrás demasiado hacia las vías respiratorias. La forma correcta es colocar una mano en la frente y levantarla con los dedos. Revisar la boca del maniquí si algo puede bloquear el aire fluir.

Boca a boca

Golpe dos veces entre las compresiones. La boca del usuario debe cubrir la boca y la nariz del bebé durante las respiraciones, lo que ayuda a administrar más oxígeno más rápido. Use una razón que permita una gran cantidad de aire para que el cofre se eleve pero evite ser fuerte.

Si la capacidad de golpe alcanza entre 30 y 50 ml, el verde se enciende, la operación es correcta.

Si la capacidad de golpe de más de 50 cm, el semáforo amarillo, la operación es incorrecta. Si soplo demasiado rápido (más de 30 ml con en 0.27 segundos), la luz roja se enciende, la operación es incorrecta.

COMPRESIÓN

Utilice los dedos solamente durante la compresión más baja en lugar de la técnica de mano sobre mano utilizada en los dedos. Coloque los dedos en el extremo inferior justo debajo del nivel de las espirales y evite presionar hacia abajo en la cola de la espina dorsal.

Si la profundidad de compresión es de entre 13 y 20 mm, la luz verde indica que la operación es correcta.

Si la profundidad de compresión es superior a 20 mm, el amarillo se enciende, el funcionamiento es incorrecto.

Si se comprime en la posición incorrecta, se enciende la luz roja en la posición de la superficie.

Las bombas pueden contener hasta 100 compresiones por minuto o un poco más rápido a medida que el corazón de un bebé late más rápido que un adulto.

Aquí tenemos dos tipos de frecuencia para elegir,

- 1) 100 compresiones por minuto;
- 2) 120 compresiones por minuto.

