

CATÁLOGO

**MODELO DE DIENTE EN DESARROLLO
TM-305**



MODELO DE DIENTE EN DESARROLLO TM-305

DEMOSTRACIONES Y USOS

Este modelo muestra las diferencias morfológicas de los dientes incisivos, caninos y molares. Las disecciones de los dientes caninos y molares demuestran la estructura del esmalte, la dentina y las fibras nerviosas, los vasos sanguíneos, etc. dentro de la cavidad de la pulpa dental. Está destinado a las escuelas intermedias.

CONSTRUCCIÓN

Hecho de plástico de PVC.

DIMENSIÓN: Magnificado 12 veces el tamaño natural.

Hecho en China.

