



CATÁLOGO

**SIMULADOR DE RECIÉN
NACIDO TM-409**



www.tech-model.com

SIMULADOR DE RECIÉN NACIDO TM-409

USOS:

Este modelo es adecuado para enseñar los cursos de higiene y cuidado de la salud del bebé.

DEMOSTRACIÓN:

El tamaño y la configuración de este modelo es casi igual al bebé recién nacido normal. Se puede demostrar la característica del bebé recién nacido: la cabeza, las extremidades superiores e inferiores y todas las uniones son flexibles. También se pueden demostrar muchos tipos de operaciones en la educación clínica, incluye el método de partos y el baño de bebés recién nacidos, etc.

MATERIALES:

Este modelo D hecho de plástico blando de PVC. Es lavable Longitud: 52 cm, diámetro de la cabeza: 34 cm.

Hecho en China.

